


Curapor®

Kirurški povoj za rane, sterilan



Curapor® sterilan kirurški povoj

Područja primjene

- za sterilno zbrinjavanje kod prve pomoći
- za previjanje svih vrsta rana u operacijskim dvoranama, ambulantama i liječničkim ordinacijama

Karakteristike

- spreman za upotrebu
- mekan, elastičan, prozračan i propustan za vodenu paru
- visoka moć upijanja
- dobro djelovanje kao ojaštavanje
- dobro prijanjanje na kožu
- uklanja se bezbolno i bez tragova
- neznatna mogućnost lijepljenja za ranu
- ne utječe na zračenje

Sastav

Flizelin: bijeli, 100 % poliester; ugodno za kožu poliakrilatno ljepilo (bez kolofonija i kolofonij derivata), Jastučić: upijajući sloj od viskoze/ poliestera, polietilen-sloj koji dolazi u kontakt s ranom

Izvedba

* Veličina 7 x 5 cm i 10 x 8 cm imaju zaobljene rubove



Curapor® sterilni kirurški povoj


pojedinačno sterilno pakirano, EO sterilizacija, sterilizacija plinom

Величина (cm)	Јастућић (cm)	Каталошки број (REF)	Јединица пакирања
7 x 5* 401 17	4 x 2,5	22 120	100 / 600
10 x 8* 401 18	6 x 4	22 121	50 / 300
10 x 15 401 19	5 x 11	22 122	50 / 300
10 x 20 401 20	5 x 16	22 123	50 / 300
10 x 25 401 21	5 x 20	22 124	50 / 250
10 x 30	5 x 25	22 125	50 / 250
10 x 34	5 x 29	22 126	50 / 200



Lohmann & Rauscher

Cellona® gipsani zavoj



Područja primjene

- za izradu imobilizirajućih zavoja na dijelovima tijela nakon ozljeda i fraktura

Karakteristike

- višestruka primjena
- spreman za uranjanje
- brzo i ravnomjerno se navlaži
- glatke kremaste strukture
- dobro se oblikuje


Sastav

17-nitno predivo gipsa sa α i β kalcijumsulfat poluhidratima porozno nanesen, zavoji su upakirani u nepropusnu ambalažu

Napomena

- gipsani zavoj je nakon 30 min spreman za transport pacijenta
- puna tvrdoća nakon 12 – 24 h





Gipsaonica

Cellona® gipsani zavoj

Cellona® gipsani zavoj

Veličina (cm x m)	Kataloški broj (REF)	Jedinica pakiranja
pojedinačno pakiran		
6 x 2	20 110	10 / 50
8 x 2	20 111	10 / 100
10 x 2	20 112	10 / 100
12 x 2	20 113	10 / 100
15 x 2	20 114	10 / 100
20 x 2	20 115	10 / 50
n 5 komada pakirano		
6 x 2	25 000	10 / 100
8 x 2	25 001	10 / 100
10 x 2	25 002	10 / 100
12 x 2	25 003	10 / 100
15 x 2	25 004	10 / 100
20 x 2	25 005	10 / 50
n 5 komada pakirano		
8 x 3	25 011	10 / 100
10 x 3	25 012	10 / 100
12 x 3	25 013	10 / 100
15 x 3	25 014	10 / 50
20 x 3	25 015	10 / 50
n 5 komada pakirano		
8 x 4	25 021	10 / 50
10 x 4	25 022	10 / 50
12 x 4	25 023	10 / 50
15 x 4	25 024	10 / 50
20 x 4	25 025	10 / 50
pojedinačno u foliji pakiran		
5 x 1	24 999	10 / 200

Plaster of Paris

pojedinačno pakiran

Veličina (cm x m)	Kataloški broj (REF)	Jedinica pakiranja
5 x 3	30 790	1 / 30
7,5 x 3 <i>401 1</i>	30 791	1 / 30
10 x 3 <i>401 2</i>	30 792	1 / 36
12 x 3 <i>401 3</i>	30 793	1 / 36
15 x 3 <i>401 4</i>	30 794	1 / 36
20 x 3 <i>401 5</i>	30 795	1 / 30

